

# PHOSPHATASE INHIBITOR COCKTAIL I (100× IN DMSO) 1 ML

SKU: HY-K0021-1ML

## DESCRIPCIÓN

Phosphatase Inhibitor Cocktail I es una mezcla de 2 inhibidores de fosfatasa que puede inhibir eficazmente las fosfatasas alcalinas y las fosfatasas de serina/treonina. Se usa para mantener el estado de fosforilación de las proteínas durante análisis experimentales.

### Aplicaciones principales

Este inhibidor se puede utilizar en:

- Western Blot (WB)
  - Inmunoprecipitación (IP / Co-IP)
  - Pull-down
  - Inmunofluorescencia (IF)
  - Inmunohistoquímica (IHC)
  - Ensayos de cinasa
- y otros métodos de análisis relacionados con proteínas.

### Condiciones de almacenamiento

- Temperatura de almacenamiento: -20 °C
- Estabilidad: hasta 2 años bajo condiciones recomendadas.

### Protocolo de uso

Antes de usar, descongelar a temperatura ambiente. Añadir la mezcla de inhibidores al lisado celular o al extracto de tejido a una dilución final de 1:100 (v/v) y mezclar completamente.

