

SKU: DBK-ABS500



ABS (ADULT BOVINE SERUM)

Ref. No. ABS500, ABS500HI, ABS050

Información General

El suero bovino se obtiene de animales mayores de 12 meses y contiene más inmunoglobulinas que el suero fetal bovino, además de tener un mayor contenido proteico. El suero bovino adulto es una alternativa económica al suero fetal bovino.

TRATAMIENTOS DISPONIBLE

INACTIVACION POR CALOR: En B-bio® también ofrecemos el ABS (Adult Bovine Serum) inactivado por calor. La inactivación por calor inactiva el sistema del complemento, los anticuerpos y otras enzimas activas. Esto debe realizarse mediante un proceso cuidadosamente controlado para mantener las propiedades promotoras del crecimiento celular del suero y reducir la formación de precipitados no deseados.

GAMMA IRRADIADO: El proceso se realiza en cajas pequeñas a una dosis de 25-35 kGy lo que asegura la inactivación de posibles contaminantes virales sin afectar la calidad del FBS.

Producto	Origen	Volume	Tratamiento	Cat. No.
ABS (Adult Bovine Serum)	México	50 ml	Inactivado por Calor	ABS 050
ABS (Adult Bovine Serum)	México	500 ml	x	ABS 500
ABS (Adult Bovine Serum)	México	500 ml	Inactivado por Calor	ABS 500HI

Especificaciones de Producto

Apariencia	Líquido transparente de color ámbar parduzco
Almacenamiento Tiempo de Vida Util	Conservar a $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación. Se recomienda preparar alícuotas. Una vez abierto, conservar a 4°C y utilizar en un plazo de 4 a 6 semanas.

Especificaciones de calidad

ENDOTOXINAS	MYCOPLASMA	PANEL DE VIRUS	PROTEINAS TOT.	ALBUMINA TOT.
$\leq 10 \text{ EU/mL}$	Negativo	Negativo	Como se reporte	Como se reporte
HEMOGLOBINA	HONGOS & LEVADURAS	GGT	IgG'S	OSMOLALIDAD
$\leq 30 \text{ mg/dL}$	Negativo	Como se reporte	Como se reporte	250 - 350 mOsm/kg



Solo para manufacturas posteriores.
No apto para uso o consumo en humanos ni animales.



Producto esterilizado por triple micro filtración



Solo para uso IN VITRO

Conoce nuestro catálogo y equipa tu laboratorio con calidad.

info@dibbiotek.com

www.dibbiotek.com

(55) 6837-2385 / 5019-4820