

TISSUELOCK™ PARAFFIN 56

PART NUMBER, PRODUCT NAME, SIZE:

DBK-TL56 TissueLock™ Paraffin 56, 1 kg

FUNCIÓN DEL PRODUCTO

La cera de parafina se utiliza para infiltrar e incluir (embebido) especímenes biológicos que han sido recolectados, fijados para su preservación y deshidratados.

Las muestras preparadas se infiltran con parafina fundida y luego se incluyen en un molde para su corte mediante microtomía.

Secciones delgadas de parafina con los especímenes incluidos se montan en portaobjetos de vidrio para su posterior procesamiento, con el fin de resaltar características moleculares, celulares o estructurales mediante diversas técnicas, incluidas, entre otras, la inmunohistología o el uso de colorantes y tintes biológicos.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Infiltra especímenes de tejido para preservar la estructura celular.

Rellena moldes de bloques de tejido para la inclusión de especímenes en microtomía.



PRODUCT INFORMATION

CAT. #	DESCRIPTION
DBK-TL56	TissueLock™ Paraffin 56, 1 kg

