

ALBUMINA DE SUERO BOVINO DE 100 GR, FRACCION V

SKU: DBK-A420-100

DESCRIPCIÓN

La BSA estabilizada con caprilato de GoldBio es una albúmina liofilizada altamente purificada, adecuada para Westerns, sistemas enzimáticos, estándares de proteínas, hibridaciones y como inmunoensayos sensibles a proteasas. También es perfectamente adecuada como nutriente en medios de cultivo celular, con baja interferencia y fondos, y es ideal para la mayoría de los experimentos estándar de biología molecular.

La BSA estabilizada con caprilato tiene una pureza excepcional y una baja interferencia, ya que utiliza un fraccionamiento por choque térmico diseñado para inactivar las proteasas y otras enzimas que pueden interferir.

La proteína BSA es una cadena polipeptídica única que consta de ~583 residuos de aminoácidos y sin carbohidratos, y tiene un tamaño aproximado de 66 kDa. La fracción V se refiere a la quinta fracción de la purificación original de Cohn de las proteínas plasmáticas mediante precipitación con etanol frío y todavía se utiliza comúnmente como nombre para la albúmina sérica bovina, independientemente del método de purificación.

Aplicaciones
Western Blotting
Estándar de proteínas
Hibridaciones
Inmunoensayos
Estándar de biología molecular
Medios de cultivo celular

