

HY-K0010-1ML



Protease Inhibitor Cocktail (EDTA-Free, 100× en DMSO) de MedChemExpress es una mezcla de 6 inhibidores de proteasa de amplio espectro diseñada para proteger la integridad de las proteínas evitando su degradación durante la preparación de muestras

Este cóctel inhibidor se usa en lisados celulares o extractos de tejido para aumentar la estabilidad de las proteínas frente a la degradación por proteasas endógenas que se liberan durante la extracción o manipulación.

El producto se suministra como una solución lista para usar en DMSO.

- Almacenamiento: -20 °C
- Vida útil: hasta 2 años bajo las condiciones recomendadas.

